

# “持ち上げない介護”を推進！ フレックスボード

安定した座位がとれない方を  
寝た姿勢のまますべらせて移乗できるボード



職場の安全管理にも  
おすすめです！

製品仕様等：

商品名	フレックスボード
商品コード	39580-030
TAISコード	00245-000151
介護保険	レンタル対象（特殊寝台付属品）
サイズ	110×50cm
重量	1.9kg
材質	ポリエステル、ポリエチレン
カラー	中身：グレー / カバー：ブラック
希望小売価格	¥69,300-（税別価格：¥63,000-）

『使い方』も詳しい情報も、“動画”で楽々CHECKできます！

商品説明・使い方



YouTube



フレックスボード更新版

検索

入浴介助で使えます




YouTube



入浴介助で使えます？

検索

入浴介助の負担軽減



YouTube



入浴介助の負担を減らす

検索

# バイキングボード

移乗時にご利用者のひざ裏にあたりにくい新形状

強度と柔軟性を兼ね備えた特殊な素材を使用。表面はとてなめらかで滑りやすく、裏面にはしっかり止まる滑り止め加工。ボードの抜き差しがしやすい形状の上、バイキングボードの形はひざ裏にあたりにくくなっています。



ご自身での移乗

介助での移乗



裏面に2本の滑り止め



膝裏があたりにくい形状

商品名	サイズ	重量	希望小売価格
バイキングボード M	60cm×35cm	0.77kg	¥32,780- (税別¥29,800-)
バイキングボード L	75cm×35cm	0.98kg	¥40,480- (税別¥36,800-)

# マスターグライド

移乗のシーンに合わせて選べる3サイズ

端座位がとれる方を持ち上げず、安全に移乗介助ができるボードです。



商品名	サイズ	重量	希望小売価格
マスターグライド S	40cm×35cm	0.49kg	¥27,820- (税別¥24,800-)
マスターグライド M	60cm×35cm	0.82kg	¥31,680- (税別¥28,800-)
マスターグライド L	75cm×35cm	1.05kg	¥38,280- (税別¥34,800-)

# マスターベルト

人間工学に基づいたグリップで安全サポート

立ち上がらせたり、座らせたりする際や、車いすへの移乗時や歩行時のサポートとして、安全に介助を行えます。ベルトはやわらかく腰部にフィットする形状で簡単に装着・取り外しが可能です。



商品名	サイズ(ウエスト目安)	希望小売価格
マスターベルト S	62cm - 100cm	¥25,300- (税別¥23,000-)
マスターベルト M	72cm - 120cm	¥25,300- (税別¥23,000-)

\*カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合がございます

ラックヘルスケア株式会社 <https://www.lac-hc.co.jp>

【大阪】  
〒542-0081  
大阪市中央区南船場2-10-2  
TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836

【東京】  
〒102-0093  
東京都千代田区平河町1-3-13 CIRCLES平河町 3F  
TEL: 03-6261-8993 FAX: 03-6261-8995

【九州】  
〒862-0924  
熊本市中央区帯山2-1-23 パークヒル帯山 1F  
TEL: 096-340-8101 FAX: 096-340-8102



mofer  
ムーファ

コードNo.2024.04